# Primeros pasos con el oxímetro y AiLink

Lea sus mediciones en la pantalla OLED y conecte AiLink si desea consultarlas en el teléfono.

## Preparar el dispositivo

• Introduzca las dos pilas AAA respetando la polaridad indicada.

• Antes del primer uso, lea las precauciones del manual de su dispositivo.

## Realizar una medición puntual

• Introduzca un dedo limpio y seco. Encienda el oxímetro y mantenga la mano inmóvil.

• Espere a que la pantalla se estabilice. Puede leer los valores directamente, sin teléfono.

## Identificar los valores

• $SpO_2$: saturación de oxígeno estimada. PR: frecuencia del pulso. PI: índice de perfusión, cuando se muestra.

• Esta guía explica los controles y la pantalla; no interpreta médicamente las mediciones. El dispositivo está destinado a mediciones puntuales, no a registrar una noche completa.

# AiLink · Guías

## Conectar AiLink

• Instale «AiLink» desde App Store o Google Play en un teléfono compatible.

• Active el Bluetooth y conceda los permisos para buscar dispositivos cercanos que solicite la aplicación.

• Encienda el oxímetro cerca del teléfono. En AiLink seleccione «Añadir dispositivo / Add Device» y después «OXIMETER» cuando aparezca.

• Realice una medición y consulte los datos compatibles en la aplicación. Los menús pueden variar según la versión.

## Si falla la conexión

• Compruebe que el oxímetro está encendido, que el Bluetooth está activo y que AiLink tiene los permisos necesarios. Reinicie la búsqueda desde la aplicación.

• La pantalla sigue funcionando sin teléfono. Para obtener ayuda, indique el modelo del teléfono, la versión de iOS o Android y el paso que falla. Oculte sus mediciones personales en las capturas.

## Conservar los documentos

• Guarde el manual completo y el embalaje de su unidad. Contacto: contact@farmaqo.fr.

La guía de inicio complementa el manual de seguridad del modelo. Compruebe la referencia del dispositivo y siga el manual incluido con su unidad.

Guía práctica FARMAQO · Edición del 29 de septiembre de 2026. Léala junto con el manual incluido en la caja. Las pantallas de las aplicaciones pueden cambiar.