Premiers pas avec l’oxymètre et AiLink

Lisez vos mesures sur l’écran OLED, puis connectez AiLink si vous souhaitez les retrouver sur votre téléphone.

Préparer l’appareil

• Insérez les deux piles AAA en respectant les polarités indiquées dans le compartiment.

• Consultez les précautions de la notice correspondant à votre appareil avant la première utilisation.

Effectuer une mesure ponctuelle

• Placez un doigt propre et sec dans l’oxymètre. Allumez l’appareil et gardez la main immobile.

• Attendez que l’affichage se stabilise. Lisez les valeurs directement sur l’écran ; le téléphone est facultatif.

Repérer les informations affichées

• SpO_2 : saturation en oxygène estimée. PR : fréquence du pouls. PI : indice de perfusion, lorsqu’il est affiché.

• Ce guide explique les commandes et l’affichage ; il ne permet pas d’interpréter médicalement une mesure. L’appareil est destiné aux mesures ponctuelles, pas à l’enregistrement d’une nuit complète.

AiLink · Guides

Connecter AiLink

• Installez « AiLink » depuis l’App Store ou Google Play sur un téléphone compatible.

• Activez le Bluetooth. Accordez les autorisations de recherche d’appareils à proximité demandées par l’application.

• Allumez l’oxymètre près du téléphone. Dans AiLink, choisissez « Ajouter un appareil / Add Device », puis « OXIMETER » lorsqu’il apparaît.

• Effectuez une mesure et consultez les données compatibles dans l’application. Les menus peuvent varier selon la version.

Si la connexion bloque

• Vérifiez que l’oxymètre est allumé, que le Bluetooth est actif et que les autorisations d’AiLink sont accordées. Relancez la recherche depuis l’application.

• L’écran de l’oxymètre reste utilisable sans téléphone. Pour l’assistance, indiquez le modèle du téléphone, la version iOS ou Android et l’étape qui bloque. Masquez les mesures personnelles dans vos captures.

Conserver les bons documents

• Gardez la notice complète et l’emballage de votre exemplaire. Contact : contact@farmaqo.fr.

Le guide de démarrage complète la notice de sécurité du modèle. Vérifiez la référence sur votre appareil et suivez la notice livrée avec votre exemplaire.

Guide pratique FARMAQO · Édition du 29 septembre 2026. À lire avec la notice fournie dans la boîte. Les écrans des applications peuvent évoluer.