Primi passi con il pulsossimetro e AiLink

Leggi le misurazioni sul display OLED e collega AiLink se desideri ritrovarle sul telefono.

Preparare il dispositivo

• Inserisci le due batterie AAA rispettando la polarità indicata.

• Prima dell’uso, leggi le precauzioni del manuale del tuo dispositivo.

Effettuare una misurazione singola

• Inserisci un dito pulito e asciutto. Accendi il pulsossimetro e tieni ferma la mano.

• Attendi che la lettura si stabilizzi. I valori si leggono direttamente sul display, senza telefono.

Riconoscere i valori

• SpO_2: saturazione di ossigeno stimata. PR: frequenza del polso. PI: indice di perfusione, quando visualizzato.

• Questa guida spiega i comandi e il display, senza interpretare clinicamente le misurazioni. Il dispositivo è destinato a misurazioni singole, non alla registrazione di un’intera notte.

AiLink · Guide

Collegare AiLink

• Installa «AiLink» dall’App Store o da Google Play su un telefono compatibile.

• Attiva il Bluetooth e concedi le autorizzazioni per cercare dispositivi nelle vicinanze richieste dall’app.

• Accendi il pulsossimetro vicino al telefono. In AiLink scegli «Aggiungi dispositivo / Add Device», poi «OXIMETER» quando appare.

• Effettua una misurazione e consulta i dati compatibili nell’app. I menu possono variare con la versione.

Se la connessione non riesce

• Verifica che il pulsossimetro sia acceso, il Bluetooth attivo e le autorizzazioni di AiLink abilitate. Ripeti la ricerca dall’app.

• Il display funziona anche senza telefono. Per assistenza, indica modello del telefono, versione iOS o Android e passaggio che non riesce. Nascondi le misurazioni personali nelle schermate.

Conservare i documenti

• Conserva il manuale completo e la confezione del tuo dispositivo. Contatto: contact@farmaqo.fr.

La guida rapida integra il manuale di sicurezza del modello. Controlla il codice sul dispositivo e segui il manuale incluso nella tua confezione.

Guida pratica FARMAQO · Edizione del 29 settembre 2026. Da leggere insieme al manuale nella confezione. Le schermate delle app possono cambiare.