Primeros pasos con el termómetro y VitaConnect

Seleccione el modo adecuado, ajuste el sonido y consulte sus mediciones en VitaConnect.

Medir en la frente

• Encienda el termómetro con el botón de medición. Seleccione el modo frontal adulto o niño con el botón de modo.

• Apunte al centro de la frente, entre las cejas, a una distancia de 0 a 3 cm. Pulse el botón de medición.

• Espere unos 10 segundos entre mediciones para evitar calentar el sensor.

Usar el modo oído

• Retire la tapa de la sonda: el modo auricular se selecciona automáticamente. Coloque la sonda sin forzar, según el manual, y pulse el botón de medición.

• Respete los límites del manual completo FARMAQO: modo auricular a partir de 1 año; no usar en recién nacidos.

Usar el modo objetos

• Seleccione el modo objetos, identificado por el icono de una casa. Apunte a la superficie a una distancia de 0 a 3 cm y pulse el botón de medición.

• La guía ilustrada muestra un biberón. Se trata de una lectura superficial: nunca sumerja la sonda en el baño ni en un líquido. No utilice este modo para medir la temperatura corporal.

VitaConnect · Guías

Ajustar sonido y unidades

• Con el termómetro encendido, toque el botón de sonido para activar o silenciar la señal. El icono correspondiente indica el modo silencioso.

• Mantenga pulsado ese botón durante 5 segundos para cambiar entre °C y °F.

Conectar VitaConnect

• Active una conexión a Internet y el Bluetooth del teléfono. Instale «VitaConnect» desde App Store o Google Play.

• Abra la aplicación, seleccione el registro y cree una cuenta con su correo y una contraseña.

• Seleccione «Añadir dispositivo» y el termómetro infrarrojo. Encienda el termómetro e inicie la conexión en la aplicación. Espere la confirmación.

• Realice una medición con el dispositivo. El valor aparecerá en la aplicación. La guía complementaria también describe el historial y el perfil en «Yo» y «Datos personales».

Si necesita ayuda

• Compruebe el Bluetooth, los permisos y que el termómetro está encendido cerca del teléfono. Los menús pueden cambiar.

• Escriba a contact@farmaqo.fr con la referencia del termómetro, su teléfono y el paso que falla. Esta guía complementa las precauciones del manual y no sustituye el consejo médico.

La guía de inicio complementa el manual de seguridad del modelo. Compruebe la referencia del dispositivo y siga el manual incluido con su unidad.

Guía práctica FARMAQO · Edición del 29 de septiembre de 2026. Léala junto con el manual incluido en la caja. Las pantallas de las aplicaciones pueden cambiar.