Premiers pas avec le thermomètre et VitaConnect

Choisissez le mode adapté, réglez le son et retrouvez vos mesures dans VitaConnect.

Mesurer au front

• Allumez le thermomètre avec le bouton de mesure. Sélectionnez le mode frontal adulte ou enfant avec le bouton de mode.

• Visez le centre du front, entre les sourcils, à une distance de 0 à 3 cm. Appuyez sur le bouton de mesure.

• Attendez environ 10 secondes entre deux mesures pour éviter de réchauffer le capteur.

Passer au mode oreille

• Retirez le capuchon de la sonde : le mode auriculaire se sélectionne automatiquement. Positionnez la sonde sans forcer, selon la notice, puis appuyez sur le bouton de mesure.

• Respectez les limites de la notice complète FARMAQO : mode auriculaire à partir de 1 an ; ne pas utiliser sur un nouveau-né.

Utiliser le mode objets

• Sélectionnez le mode objets, repéré par l’icône maison. Visez la surface à une distance de 0 à 3 cm et appuyez sur le bouton de mesure.

• Le guide illustré montre notamment le biberon. Il s’agit d’une lecture de surface : ne plongez jamais la sonde dans le bain ou un liquide. N’utilisez pas ce mode pour une température corporelle.

VitaConnect · Guides

Régler le son et les unités

• Thermomètre allumé, touchez le bouton son pour activer ou couper le signal sonore. L’icône correspondante indique le mode silencieux.

• Maintenez ce même bouton pendant 5 secondes pour passer de °C à °F, ou inversement.

Connecter VitaConnect

• Activez une connexion Internet sur le téléphone et le Bluetooth. Installez « VitaConnect » depuis l’App Store ou Google Play.

• Ouvrez l’application et choisissez l’inscription. Créez un compte avec votre adresse e-mail et un mot de passe.

• Choisissez « Ajouter un appareil », puis le thermomètre infrarouge. Allumez le thermomètre et lancez la connexion dans l’application. Attendez la confirmation.

• Effectuez une mesure avec l’appareil. La valeur apparaît ensuite dans l’application. Le guide complémentaire décrit également l’historique et le profil accessible depuis « Moi » puis « Données personnelles ».

En cas de difficulté

• Vérifiez le Bluetooth, les autorisations de l’application et que le thermomètre est allumé près du téléphone. Les menus peuvent évoluer.

• Contactez contact@farmaqo.fr en indiquant la référence du thermomètre, votre téléphone et l’étape qui bloque. Le guide de démarrage complète les précautions de la notice ; il ne remplace pas un avis médical.

Le guide de démarrage complète la notice de sécurité du modèle. Vérifiez la référence sur votre appareil et suivez la notice livrée avec votre exemplaire.

Guide pratique FARMAQO · Édition du 29 septembre 2026. À lire avec la notice fournie dans la boîte. Les écrans des applications peuvent évoluer.