Primi passi con il termometro e VitaConnect

Scegli la modalità adatta, regola il suono e ritrova le misurazioni in VitaConnect.

Misurare sulla fronte

• Accendi il termometro con il pulsante di misurazione. Seleziona la modalità frontale adulto o bambino con il pulsante modalità.

• Punta al centro della fronte, tra le sopracciglia, a una distanza da 0 a 3 cm. Premi il pulsante di misurazione.

• Attendi circa 10 secondi tra due misurazioni per non riscaldare il sensore.

Usare la modalità orecchio

• Rimuovi il cappuccio della sonda: la modalità auricolare si attiva automaticamente. Posiziona la sonda senza forzare, seguendo il manuale, poi premi il pulsante di misurazione.

• Rispetta i limiti del manuale completo FARMAQO: modalità auricolare da 1 anno; non utilizzare sui neonati.

Usare la modalità oggetti

• Seleziona la modalità oggetti, indicata dall’icona della casa. Punta alla superficie da 0 a 3 cm e premi il pulsante di misurazione.

• La guida illustrata mostra un biberon. È una lettura superficiale: non immergere mai la sonda nel bagno o in un liquido. Non usare questa modalità per la temperatura corporea.

VitaConnect · Guide

Regolare suono e unità

• Con il termometro acceso, tocca il pulsante del suono per attivare o disattivare il segnale. L’icona corrispondente indica la modalità silenziosa.

• Tieni premuto lo stesso pulsante per 5 secondi per passare da °C a °F o viceversa.

Collegare VitaConnect

• Attiva una connessione Internet e il Bluetooth sul telefono. Installa «VitaConnect» dall’App Store o da Google Play.

• Apri l’app, seleziona la registrazione e crea un account con e-mail e password.

• Scegli «Aggiungi dispositivo», poi il termometro a infrarossi. Accendi il termometro e avvia la connessione nell’app. Attendi la conferma.

• Effettua una misurazione con il dispositivo. Il valore appare nell’app. La guida integrativa descrive anche lo storico e il profilo da «Io» e «Dati personali».

In caso di difficoltà

• Controlla Bluetooth, autorizzazioni e che il termometro sia acceso vicino al telefono. I menu possono cambiare.

• Scrivi a contact@farmaqo.fr indicando codice del termometro, telefono e passaggio che non riesce. La guida integra le precauzioni del manuale e non sostituisce un parere medico.

La guida rapida integra il manuale di sicurezza del modello. Controlla il codice sul dispositivo e segui il manuale incluso nella tua confezione.

Guida pratica FARMAQO · Edizione del 29 settembre 2026. Da leggere insieme al manuale nella confezione. Le schermate delle app possono cambiare.